

## Instrucciones Para Usar y Cuidar el Starband™ Craneal (Remolding Orthosis)

1. Eventualmente su niño usara el Starband 23 horas al día, pero necesitara algunos días para adaptarse al uso del Starband. Siga el horario abajo para gradualmente aumentar el tiempo de uso.

Día	Con	Sin	Siesta	Noche
1	1 hr	1 hr	no	no
2	2 hr	1 hr	no	no
3	4 hr	1 hr	yes	yes
4	8 hr	1 hr	yes	yes
5	23 hr	1 hr	yes	yes

2. Este ciclo se repite durante todo el día, con un descanso por el clima caliente, o por comida que pueda ensuciar el Starband. A partir del quinto día, se deberá llevar el Starband todo el tiempo y solamente deberá ser removido por una hora durante el tiempo de baño o cuando este usando la piscina. Si su terapeuta o médico le ha dado ejercicios de cuello, quítese el Starband durante los ejercicios, y pongaselo de nuevo al acabar los ejercicios.
3. Antes de bañarse cada día, quítese y limpie el (orthosis). Solamente debe usar (rubbing) alcohol para limpiar el Starband, porque otros productos pudiera hacerle daño a la piel sensitiva de los niños. Fuertemente frote la parte interior del Starband con una toallita que contenga (rubbing) alcohol o puese aplicar el (rubbing) alcohol con un cepillo nuevo de dientes. Ponga el (orthosis) al revés a secarse, y si el clima lo permite lo puede dejar secar al sol. La cabeza del niño debiera ser lavada con un champú cada día, el Starband se repone cuando la cabeza del niño y el Starband esten secos. Algunos niños tienen el cuero cabelludo o la piel muy sensible y podrian beneficiar de un (hypoallergenic) champú herbario. El (orthosis) no se debe mojar, y devera ser quitado antes de nadar. Después de nadar, lave la cabeza del niño con un champú para eliminar el cloro, protector solar, etc. Reponga el (orthosis) cuando el pelo del niño y el Starband esten secos.
4. Por los primeros días, su niño probablemente va a sudar mucho. Eventualmente, el cuerpo del niño se acostumbrara al Starband. Durante este tiempo el (orthosis) puede ser quitado por el día para dejar secar la cabeza del niño y el Starband. De cualquier modo, el (orthosis) se deber reponer inmediatamente sobre la cabeza del niño después de bañarse. Aveeno tiene un champú que es suave y trae alivio a la picazon y a la piel salpullida. Esta crema puede ser obtenida en la Farmacia sobre el mostrador.
5. Deberia revisar la piel cada vez que el Starband sea removido. Llame a su (orthotist) inmediatamente si hay algun area roja profunda que no se desaparece despues de una hora de haber removido el (orthosis). Esto podria indicar que se necesita un ajuste. Si hay una depresión en la piel tiene que quitar el (orthosis) y llamar a su (orthotist).
6. Es importante que todos los proveedores o guardián es de niños entiendan como aplicar, remover, y cuidar al niño en el Starband. tome algunos momentos para hablar con ellos sobre el (orthosis), para que ellos esten comodo ayudando a su niño, y para que ellos puedan proveer el mejor servicio pobile.
- 7. El (orthosis) tiene que ser usado por 23 horas al día para construnir crecimiento indeseable, y para animar crecimiento en los lugares correctos. El Starband deberá ser usado por 23 horas al día hasta el fin del tratamiento. Alguna veces es aceptable remover el Starband. Estas veces seran: cuando el niño tiene una fiebre alta, gripe, intervencion quirurgica, tiempo de bañarse, y cuando este nadando. Si el Starband no se ha usado por un período de tiempo extendido prodia ser necesario remoldear de nuevo el Starband.**